

Steunzolen & Sportinlay's

Steunzolen en (sport)inlay's bieden ondersteuning, bewerkstelligen correctie en geven comfort bij lichtere (voet)standafwijkingen of andere klachten aan het bewegingsapparaat. Onze producten worden, na zorgvuldig onderzoek, specifiek voor uw situatie gemaakt en bieden een adequate oplossing in het voorkomen, verminderen of opheffen van uw (voet)klachten. Maak voor een persoonlijk advies op maat een afspraak op een van onze aanmeetpunten in uw regio. Ons algemeen telefoonnummer is 088 - 426 76 00.

Verwijzing

Voor het aanmeten van steunzolen heeft u geen verwijzing nodig. Toch vinden wij het raadzaam om, zeker bij de eerste keer, een verwijzing (aanvraagformulier verstrekkingen) te vragen aan uw huisarts of specialist (orthopedisch chirurg of revalidatiearts). Ook eisen sommige ziektekostenverzekeraars een verwijzing zodat het product voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Raadpleeg daarom altijd vooraf uw ziektekostenverzekeraar. Op verzoek krijgt uw huisarts of specialist na het aanmeten een beknopt verslag over onze bevindingen en het te leveren product.

Aanmeten

Het aanmeten van steunzolen & (sport-)inlay's duurt in de regel ongeveer 20 minuten. Na het intakegesprek (anamnese) wordt zonodig uw looppatroon bekeken (gangbeeldanalyse) en worden uw voeten zorgvuldig bekeken (inspectie). Hierna wordt een afdruk van uw voet gemaakt (klassiek of digitaal) en afhankelijk van het gewenste product kan er een aanvullende schuim- of gipsafdruk gemaakt worden.

Product

Uw steunzool of (sport-)inlay wordt vervaardigd uit hoogwaardige en moderne materialen. De meest gebruikte materialen zijn kurk- en kunststofmaterialen al dan niet in combinatie met leder. De fabricage vindt plaats volgens de laatste inzichten, richtlijnen en met behulp van de nieuwste techniek.

Levertijd

De levertijd voor steunzolen en inlay's is gemiddeld genomen 5-7 werkdagen. Voor sportinlay's en steunzolen naar gipsmodel of 'CAD-CAM (via computer)' is dit 7-10 werkdagen.

Inlopen/Gewenning

Meestal heeft u even nodig om aan de steunzolen of (sport-)inlay's te wennen. Bij het afleveren krijgt u een adequaat opbouwschema van uw adviseur. Gemiddeld genomen hebben volwassenen 3 weken nodig om aan de (nieuwe) steunzolen te wennen. Bij kinderen gaat dit vaak sneller. Bij hen is dat een paar uur tot een week. Raadpleeg zo nodig de adviezen op onze website: www.ortho-vision.nl/producten/steunzolen

(Na)Controle

3-6 weken na afleveren van de steunzool of (sport-)inlay vind er een controle plaats. Bij eventuele aanpassing van de steunzool volgt er na enkele weken opnieuw een nacontrole. Mocht u tijdens de inlooperperiode dusdanige klachten hebben zodat verder inlopen belemmerd wordt; neem dan direct contact op via ons telefoonnummer: 088 - 426 76 00.

Kosten & vergoedingen (2024)

Steunzolen & (sport-)inlay's hebben afhankelijk van hun maat en uitvoering verschillende prijzen. De factuur steunzolen dient u, bij aflevering van het product, ter plekke te betalen. Dit kan contant of via PIN. De kosten voor steunzolen & (sport-)inlay's zijn een totaalprijs. Hierin zit het aanmeten, het product, de nacontrole(s) en eventuele aanpassingen aan het product.

- Orthopedische steunzolen t/m maat 35: € 152,50
- Orthopedische steunzolen vanaf maat 36: € 225
- Orthopedische (sport)steunzolen via schuimdoos, frezen of 3D-printen: € 245
(bij inleveren oude 3D zool € 10 recycle vergoeding)
- Orthopedische sportvoetbedden: € 245
- Speciale projecten: € op aanvraag

Na betaling van de factuur krijgt u de factuur en verwijzing retour. U dient dit zelf te declareren bij u ziektekostenverzekeraar. Afhankelijk van welke ziektekostenverzekeraar én de door u gekozen (aanvullende) ziektekostenpolis kan er een (gedeeltelijke) vergoeding plaatsvinden.

Onderhoud & Reparatie

Onze producten zijn van verschillende hoogwaardige materialen gemaakt. Regelmatig onderhoud, en indien nodig reparatie, verlengt de levensduur van uw hulpmiddel. Aan de balie bij Ortho-vision kunt u een breed scala aan onderhoudsproducten krijgen. Vraag onze hulpmiddelenadviseur naar het juiste onderhoudsmiddel voor uw product. Ook voor reparatie van uw hulpmiddel kunt u bij ons terecht. Zowel onderhoudsmiddelen als reparatie is voor eigen rekening, tenzij uw ziektekostenverzekering dit in uw polis heeft opgenomen.

Gebruiksduur & garantie

Gemiddeld genomen gaan steunzolen 1 tot 3 jaar mee. Dit is sterk afhankelijk van het gebruik, de belasting en groei (bij kinderen). Wij adviseren volwassenen om minimaal 1x per 2 jaar een controle te laten doen. Bij kinderen minimaal 1x per jaar of zo nodig eerder. Verder adviseren wij om voor dagelijks gebruik en voor sport, 2 afzonderlijke type steunzolen te gebruiken. Sportinlay's zijn vervaardigd uit andere materialen en hebben heel andere eigenschappen nodig dan steunzolen voor dagelijks gebruik. Steunzolen en (sport-)inlay's hebben nauwelijks onderhoud nodig. Bij het afleveren krijgt u hierover een passend advies. Indien gewenst kunt u uw steunzool of (sport-)inlay nieuw laten bekleden. Hier zijn kosten aan verbonden. Vraag vooraf altijd een prijsopgave aan onze medewerkers. Indien u vragen heeft of u vindt dat de steunzolen of (sport-)inlay's niet meer adequaat functioneren, neem dan **ALTIJD** contact met ons op. Wij zijn er om u te helpen! **Samen Verder!**